



ARCHI &
ACCESSORI

ARCOS Y
ACCESORIOS

,'GCI,'



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

INITIALLOY

Il vero motore di un apparecchio ortodontico, è l'arco che deve soddisfare sia i requisiti per un ottimo trattamento che un buon comfort per il paziente. Per anni Tomy Inc. è stato riconosciuto come il più efficiente produttore NiTi per quanto riguarda la risposta biologica delle sue leghe. A partire dalla superelasticità degli archi di INITIALLOY alla forma di memoria di BIO-EDGE e BIO-ACTIVE, i nostri archi esercitano forze leggere e continue, ben adattate in tutte le fasi di trattamento.

El verdadero motor de un aparato de ortodoncia es el arco que debe satisfacer tanto los requisitos para un excelente tratamiento como un buen confort para el paciente. Durante años, Tomy Inc. ha sido reconocido como el fabricante de NiTi más eficiente en cuanto a la respuesta biológica de sus aleaciones. Partiendo de la superelasticidad de los arcos INITIALLOY a la forma de memoria de BIO-EDGE y BIO-ACTIVE, nuestros arcos ejercen fuerzas ligeras y continuas, bien adaptadas en todas las fases del tratamiento.

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
|  | Forma Accu-Form Media
Forma Accu-Form Mediana |  | Forma Ideal
Forma Ideal |
|  | Forma Accu-Form Larga
Forma Accu-Form Ancha |  | Forma Universale
Forma Universal |

Beta Titanium (TMA®)

Titanio-Molibdenum (TMA®) * è probabilmente la lega per l'ortodonzia (non contenente nichel) che richiede il più rigoroso processo di fabbricazione. Realizzato negli Stati Uniti, il nostro arco beta-titanio è la scelta migliore del mercato ortodontico. Disponibili sia in tubi che in archi preformati, può essere modellato senza rotture.

*Titanio-Molibdenum (TMA®) * es probablemente la aleación de ortodoncia (que no contiene níquel) que requiere el proceso de fabricación más riguroso. Fabricado en los Estados Unidos, nuestro arco de beta-titanio es la mejor opción en el mercado de la ortodoncia. Disponible tanto en tubos como en arcos preformados, se puede modelar sin romperse.*



ARCHI & ACCESSORI

ARCOS Y ACCESORIOS

Forme d'Arcata-*Formas de arco*

Sono disponibili le seguenti forme di arcata:

Están disponibles las siguientes formas de arco:

- La forma **A** che rappresenta la forma Accu-Form medium- • *Forma A que representa la forma Accu-Form mediana*
- La forma **B** che rappresenta la forma Accu Form large- • *Forma B que representa la forma Accu Form grande.*

Forma.  Misura Media-Mediana



Forma.  Misura Larga-Grande



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Forme d'Arcata *Formas de arco*

- La forma **C** che rappresenta la forma Ideal- • *Forma C representando la forma ideal*
- La forma **D** Universale, particolarmente adatta per gli attacchi autoleganti passivi
- *Forma D Universal, especialmente indicado para Brackets autoligado pasivo*

Forma.  Ideal



Forma.  Universale



ARCHI & ACCESSORI

ARCOS Y ACCESORIOS




BIO-ACTIVE estetici-*estético*

Utilizzando lo stesso rivestimento di Rhodium come negli attacchi Experience mini e Legend, gli archi in Rhodium offrono proprietà ineguagliabili in abbinamento con gli attacchi estetici, mantenendo inalterate le proprietà del Initialloy e Bio-Active.

Utilizando el mismo recubrimiento de rodio que en los brackets Experience mini y Legend, los arcos de rodio ofrecen propiedades inigualables en combinación con los brackets estéticos, manteniendo las propiedades de Initialloy y Bio-Active.





Bio-Active Rhodium Coated

						
	Cod.		Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.016"x.022"	74-A0U0-1622	74-A0L0-1622	74-B0U0-1622	74-B0L0-1622	74-C0U0-1622	74-C0L0-1622
.018"x.018"	74-A0U0-1818	74-A0L0-1818	74-B0U0-1818	74-B0L0-1818	74-C0U0-1818	74-C0L0-1818
.019"x.025"	74-A0U0-1925	74-A0L0-1925	74-B0U0-1925	74-B0L0-1925	74-C0U0-1925	74-C0L0-1925
.020"x.020"	74-A0U0-2020	74-A0L0-2020	74-B0U0-2020	74-B0L0-2020	74-C0U0-2020	74-C0L0-2020

Bio-Active Rhodium Coated

	
	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Universali-Universal
.014"x.025"	74-D000-1425
.016"x.022"	74-D000-1622
.018"x.025"	74-D000-1825

Bio-Active Light Rhodium Coated

				
	Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.018"x.018"	74-A1U0-1818	74-A1L0-1818	74-C1U0-1818	74-C1L0-1818
.020"x.020"	74-A1U0-2020	74-A1L0-2020	74-C1U0-2020	74-C1L0-2020

	
	Cod.
Sezione-Sección /Dimensioni-Dimensiones	Universali
.013" Light	74-D100-0013
.014" Light	74-D100-0014
.016" Light	74-D100-0016
.014"x.025" Light	74-D100-1425
.016"x.016" Light	74-D100-1616
.016"x.022" Light	74-D100-1622
.017"x.025" Light	74-D100-1725
.018"x.018" Light	74-D100-1818
.018"x.025" Light	74-D100-1825
.019"x.025" Light	74-D100-1925
.020"x.020" Light	74-D100-2020



Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es